

Procédure :

Nom :

Grille de correction : Examen pratique Matériel d'angiographie - angioplastie (142-413-RK)

Identification et sélection du matériel d'angiographie et d'angioplastie adéquat selon la séquence d'utilisation.

Critères				
1. Préparation de tout le matériel demandé selon les spécifications données (aiguille à ponction, introducteur, guide pour angiographie, cathéter, guide pour ballon, cathéter ballon). (6 points)	Aiguille à ponction : <input type="checkbox"/> Introducteur: <input type="checkbox"/> Guide : <input type="checkbox"/> Cathéter : <input type="checkbox"/> Guide pour cathéter ballon : <input type="checkbox"/> Cathéter ballon : <input type="checkbox"/>			
2. Choix du guide approprié selon le cathéter ballon spécifié. (1 point)	Guide approprié (1/1) : <input type="checkbox"/> Mauvais guide (0/1): <input type="checkbox"/>			
2. Classement du matériel selon l'ordre d'utilisation. (2 points)	Classement adéquat de tout le matériel.	1 erreur	2 erreurs	3 erreurs
	2	1.6	1.2	0.8 - 0
3. Respect des règles au laboratoire (pas de souliers d'extérieur/ manteau, rangement du matériel, uniforme, cheveux attachés ...) (1 point)	Respect de toutes les règles au laboratoire.	Non-respect d'une règle au laboratoire.	Non-respect de 2 règles au laboratoire.	Non-respect de 3 règles.
	1	0.8	0.6	0.4 - 0
Commentaires :				Total : /10